



MSKM-01

Product Images





MSKM-01



Descripción

El MSKM-01 permite el control de la perilla de enfoque microscopios Dino-Lite sin tocar el dispositivo. Puede ser utilizado en condiciones específicas cuando el microscopio Dino-Lite tiene que ser aislado durante el uso, tales como: se utiliza en un entorno peligroso, cuando se integran en una máquina, que se utiliza en un espacio cerrado, y etc

El control de la Dino-Lite se puede hacer mediante el uso de una caja de control atado a la MSKM-01 o el uso con el software de

DinoCapture 2.0. Cuando se utiliza con DinoCapture 2.0, el motor de mando se puede controlar mediante los botones derecho e izquierdo del ratón similares a la caja de control de la MSKM-01. MicroTouch en la caja de control funciona como el disparador para tomar fotografías instantáneas directamente en el software.

***Nota: Se requiere el soporte MS35B, RK-10A o RK-06A y el microscopio Dino-Lite para su uso, se venden por separado**

Additional Information

Periodo de Garantía	90 días
Fabricado en	Taiwan
Servicio y Mantenimiento	EE.UU. (www.dinolite.us) Inglés y Español
Aprobación Regulatoria	CE, FCC, ROHS
Dimensiones	77.14mm (L), 65.55mm (W), 98mm (H)
Peso	340g (Motor) 110g (Control Box)
Material	Metal
Compatible con	All Dino-Lite models sold in 2014 or later. Please contact us to confirm compatibility with earlier models.
Paquete Incluye	Motor, Control Box, C-Clip, Set Screws, AC Adapter, USB Cable, Male/Female 2 Pin Circular DIN Connector, Software CD
Dimensiones del Paquete	18.5cm(L) x 7.3cm(W) x 21.6cm(H)
Peso de Paquete	1.2kg